

# i Guide des tailles

A chaque tour de cou, sa taille de collier.

## Comment choisir le bon collier ?



- Mesurer le tour de cou à sa base \*
- Ajouter 5 cm à la valeur mesurée
- Se reporter au tableau ci-dessous

Tour de cou en cm			
	18 - 25	<b>XS</b>	Chiot - Yorkshire de petite taille - Chihuahua de petite taille
	22 - 30		Yorkshire - Chihuahua - Cavalier King Charles - Caniche nain - Levrette d'Italie - Papillon - Pinscher nain
	25 - 35	<b>S</b>	Loulou de Poméranie - Jack russel - Bichon Maltais - Shih Tzu - Pékinois
	35 - 45		Caniche - Cairn terrier - Schnauzer miniature - Teckel nain
	30 - 40		Bouledogue Français - Fox terrier - Carlin - Lhassa Apso
	30 - 45	<b>M</b>	Bull terrier - Caniche - Terrier de Boston - Beagle - Cocker - Epagneul Breton - Welch Corgi
	35 - 45		Pitbull - Bichon frisé - Border Collie - Lévrier - Springer spaniel
	35 - 50		American Staffordshire - Schnauzer - Scottish - Shar pai - Dalmatien
	40 - 55	<b>L</b>	Golden retriever - Lévrier Afghan - Airedale - Terrier - Berger Australien - Basset hound - Boxer - Braque de Weimar - Colley - Setter Irlandais
	45 - 60		Berger Allemand - Colley - Bulldog Américain - Bulldog Anglais - Dobermann - Labrador - Briard
	50 - 65	<b>XL</b>	Dogue Allemand - Schnauzer géant - Saint Hubert - Bouvier Bernois - Terre-neuve
	60 +	<b>XXL</b>	Rottweiler - Saint Hubert - Chien des Pyrénées - Saint Bernard

# Mètre ruban papier

Le mode d'emploi.

## Comment utiliser mon mètre ruban papier ?

- Imprimer cette page sur une feuille A4 à 100%
- Découper les 3 bandes qui composent le mètre ruban papier
- Assembler les 3 parties à l'aide d'un ruban adhésif
- C'est prêt ! Il ne vous reste plus qu'à vous référer au tableau page 1

